



Le siège *moulé mousse*

Le siège moulé est réalisé après une évaluation du patient et l'élaboration du cahier des charges avec l'équipe pluridisciplinaire. Nous nous déplaçons en camions atelier. Ce qui nous permet de faire le moulage et/ou la prise de mesures et de faire un essai pendant le même rendez-vous afin de valider le positionnement.

Le siège moulé est conçu avec plusieurs densités de mousses intégrées dans une coque en polyéthylène thermoformée.

Ce type d'installation permet d'absorber la spasticité, en effet la mousse revient toujours dans sa position initiale au lieu de lutter contre.

Il peut être adapté sur différents supports/châssis roulants afin de répondre au mieux à l'environnement du patient.

Plusieurs adjonctions sont possibles comme l'appui tête, les accoudoirs, le repose pieds, la tablette, les segments jambiers, la mentonnière, la mousse anti escarre... Sa finition est complétée par une peinture élastique permettant d'offrir un ensemble imperméable avec des housses en tissus de différents coloris.



2 housses
offertes

Les objectifs



- ✓ **ORTHOPÉDIQUES :**
Le siège moulé en mousse épaisse permet un positionnement assis orthopédiquement correct et confortable pour les personnes présentant des troubles sévères de la posture.
- ✓ **NEUROMOTEURS :**
Permet une station assise prolongée et confortable.
Facilite le lien social.

N'hésitez pas à prendre contact chaque année avec votre orthoprothésiste pour le contrôle de votre appareillage

TOURS (37), NANTES (44),
BORDEAUX (33), PÉRIGUEUX (24),
TOULOUSE (31), AIX-EN-PROVENCE (13),
VALENCE (26), LYON (69),
CLERMONT FERRAND (63), DIJON (21),
BERCK SUR MER (62)

40 route de Marseau
47130 Port Ste Marie
Tél. : 05 53 95 23 48
Fax : 05 53 95 27 11
albatros@albatros-france.fr
WWW.ALBATROS-FRANCE.FR